


ragmask v2.3b2

ragmask.com


1. Skriv ut kun denne siden.

Du trenger ikke de andre sidene, spar papir.



2. Sjekk skalaen.

Vær sikker på at det ble skrevet ut i rett størrelse. Et virkelig målebånd bør matche skalaen under.




3. Klipp ut stoffet.

11"x11" (28x28cm) tøy, 1 stykk pr maske

Tettvevd bomull er best, se etter gamle putevar, laken, eller kopphåndkle; jo tettere tråder, desto bedre. For materialinformasjon samt andre tips, besøk ragmask.com/materials

16" (40cm) strips til stropper, 4 stykk pr maske

Tyll-bånd, eller andre ikke-frynsende materialer er best, men om du ikke har noen bare kutt 1" (2.5cm) strips av det samme tøyet du brukte til masken.





4" (10cm) metalltråd, 1 stykk pr maske, 14ga kobbertråd fungerer bra
For andre valg av metalltråd, besøk ragmask.com/materials

10"x5" (26x13cm) filter (valgfritt), 1 stykk pr maske

Mange personer bare dropper filteret! Tøy alene kan være effektivt.
Tynt for er også et godt alternativ for å gi masken form.


4. Fold stoffet over filteret.



5. Sy rundt 3 sider.
3/16" (0.5cm) søm kant, raskt > fint.



6. Brett.



7. Merk.



Bruk mal fra side 1.



8. Sy.



9. Klipp.



10. Vend innsiden ut.



11. Merk stropp-fester.




12. Sy på stropper på utsiden av masken.

Se "Pro Tips" på slutten, for en enda raskere måte å feste stropper på.





13. Sett inn metalltråden og senterer over nesen.



14. Bøy metalltråden til omtrentlig neseform.

Bruk og vedlikehold

Passform

Juster metalltråden ved nesen for å gi masken en komfortabel, tett passform. Fest de øvre stroppene bak hodet over ørene, og de nedre stroppene bak hodet under ørene. Jo mindre du trenger å fikle med masken, jo bedre (hender sprer sykdom), så bruk tid på å gjøre nødvendige justeringer første gang du tar den på.

Minimer kontakt mellom innsiden og utsiden av masken for å redusere risikoen for smitte. Bruk stroppene til å ta masken av og på. Knyt en sløyfe eller renneløkke for enkel på- og avtagning.

Rengjøring

Alle masker må rengjøres etter hver bruk.

Vedlikehold og rengjøring kommer an på hvilke materialer du laget masken med. Hvis du brukte et filterlag, kan det avgjøre om du kan vaske den i en vaskemaskin. (Tips: forvask og tørk før du lager masken så de ikke krymper senere).

Typen og tykkelsen på metalltråden kommer an på om det er fornuftig å ta den av før vask.


Hvis du er bekymret for om noen frynsete kanter, så legger vi til Pro Tips for viderekommende syere på ragmask.com/pro med tips for å modifisere instruksjonene for en enda bedre varighet og produktkvalitet.

For oppdatert informasjon, vennligst besøk ragmask.com.



Pro Tips: Fest Stropper

1. Skriv ut enda en kopi av Side 1, kant-mal. Etter at du har laget den første bretten, merk senter på stroppene.



2. Sy på stroppene som en del av den første sømmen. (Sy dobbelt over stroppene for økt holdbarhet).



3. Brett I to (stropper på innsiden av bretten), merk, sy & kutt som før.

