


# ragmask v2.3b2

ragmask.com


## 1. Druk alleen deze pagina af.

De andere bladzijden heb je niet nodig - het spaart papier.



## 2. Controleer afdruk grootte.

Zorg ervoor dat een echte lineaal/centimeter gelijk is aan de hier afgedrukte.




### 3. Materiaal knippen.

#### **Neem stof 28x28 cm – een stukje per masker**

Dicht geweven katoen is het beste, zoek oude kussenslopen, lakens of droogdoeken. Hoe dichter geweven hoe beter.

#### **40 cm bandjes om vast te maken, 4 stuks per masker**

Stootband is het beste maar als je dat niet hebt kun je ook 2,5 cm bandjes maken van dezelfde stof als het masker.



#### **10 cm metaaldraad, 1 per masker**


1.5 mm koperdraad werkt heel goed.

#### **26x13 cm filter (optioneel).**


De meeste mensen laten dit weg. Een extra laag stof kan effectief zijn. Een dun wattenlaagje werkt goed.



4. Vouw de stof over het filter.




5. Naai 3 kanten dicht met 0,5 cm zoom. Het is snel en ziet er goed uit.







6. Vouw.



7. Teken af - gebruik het voorbeeld op pagina 1.



8. Naai.






10. Binnenste buiten keren.



11. Markeer waar bandjes vastgenaaid moeten worden.




12. Naai de bandjes vast aan het masker.







**13. Steek de metaaldraad in het masker en centreer over de neus.**



**14. Vervorm de draad ongeveer in neusvorm.**

# Wear & Care

## Passen

Pas de neusdraad totdat het masker comfortabel en goed sluitend zit.

De bovenste bandjes dichtknopen boven de oren, de onderste onder de oren.

Hoe minder je aan het masker zit hoe beter (handen dragen ziekte over) – dus neem de tijd bij het eerste aandoen.

Minimaliseer het contact aan de binnen- en buitenkant van het masker om verontreiniging te voorkomen. Gebruik de bandjes voor het aan- en afdoen.

## Schoonmaken

De maskers moeten na elk gebruik worden schoongemaakt.

Het onderhouden en schoonmaken van het masker hangt van het gebruikte materiaal af. De wasmachine is meestal wel goed maar wees voorzichtig met een wattenlaagje in het masker.

Misschien moet het metaal draadje er uit voor het wassen.

[ragmask.com](https://ragmask.com)  
[ragmask.com/pro](https://ragmask.com/pro)






# Pro Tip

[ragmask.com/pro](http://ragmask.com/pro)

**1. Druk nog een kopie van pagina 1 af. Na de eerste vouw, markeer het middenpunt van de bandjes.**



**2. Naai de bandjes vast als onderdeel van het eerste naaien. (Naai heen en weer over de bandjes voor extra sterkte).**



**3. Vouw in de helft (de bandjes binnenin), markeer, naai en knip zoals eerder beschreven.**

